

유세포 분석용 Rabbit Anti-Human/Monkey Cd64 단일클론 항체 - P12314

품목 번호: CM0009850



소개

로 접합된, 사람/원숭이 CD64(FcγRI)를 표적하는 토끼 단일클론 항체로, 유세포 분석에 대해 검증됨. 선천성 및 적응성 면역 연구에 적합. 카니몰거스 원숭이와 교차반응성 있음. 단핵구/대식세포 특이적 고친화성 IgG 수용체.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	Rabbit anti-Human/Monkey CD64 mAb
비고/별칭	CD64; FCG1; FCRI; CD64A; FCGR1; IGFR1; FcγRI
종	사람
GeneID (사람)	2209
GeneID	2209
면역원	재조합 단백질/사람 CD64 (NP_000557.1)의 아미노산 16-288에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
원천	토끼
범주	단일클론 항체
응용 분야	유세포 분석(FC)
교차 반응성	사람, 카니몰거스 원숭이
SWISS	P12314
단백질 분자량	43kDa
배송	아이스백