

토끼 항-인간/원숭이 Cd69 단일클론 항체(유세포 분석용) - Q07108

품목 번호: CM0007808



소개

인간 CD69에 대한 접합 토끼 단일클론 항체(SWISS: Q07108). 인간 및 시노물구스 샘플의 유세포 분석용으로 검증되었습니다. 면역세포 활성화 및 항상성 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	토끼 항-인간/원숭이 CD69 mAb
비고/별칭	AIM; EA1; MLR-3; CLEC2C; GP32/28; BL-AC/P26
종	인간
GeneID	969
면역원	인간 CD69의 아미노산 78-199에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질(NP_001772.1).
숙주	토끼
분류	단일클론 항체
적용 분야	FC
교차 반응성	인간, 시노물구스
SWISS	Q07108
단백질 분자량	23kDa
배송	아이스팩