

유세포 분석용 Rabbit Anti-Human/Monkey Cd69 단일클론 항체 - Q07108

품목 번호: CM0004166



소개

사람 및 자카르원숭이 CD69를 표적으로 하는 접합 토끼 단일클론 항체로, 유세포 분석에 검증되었습니다. 면역세포 활성화 및 항상성 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	Rabbit anti-Human/Monkey CD69 mAb
비고/별칭	AIM; EA1; MLR-3; CLEC2C; GP32/28; BL-AC/P26
종	사람
GeneID (Human)	969
GeneID	969
면역원	사람 CD69 (NP_001772.1)의 아미노산 78-199에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 퓨전 단백질.
원천	토끼
범주	단일클론 항체
응용 분야	FC
교차 반응성	사람, 자카르원숭이
SWISS	Q07108
단백질 분자량	23kDa
배송	아이스백