


Rabbit Anti-Human/Monkey Cd86 Monoclonal Antibody For Fc - P42081

품목 번호: CM0012794



소개

유세포 분석(Flow cytometry)에 대해 검증된 접합 토끼 단일클론 항체로, 인간 및 안대원숭이(Cynomolgus) CD86 (B7-2)를 타겟으로 합니다. T세포 공동자극 및 면역 연구에서 항원제시세포 기능 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	Rabbit anti-Human/Monkey CD86 mAb
비고/별칭	B70; B7-2; B7.2; LAB72; CD28LG2
종(Species)	Human (인간)
유전자 ID (인간)	942
유전자 ID	942
면역원(Immunogen)	인간 CD86 (NP_787058.5)의 아미노산 20-241에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원(Source)	Rabbit (토끼)
카테고리	단일클론 항체 (Monoclonal Antibodies)
응용(Application)	FC (유세포 분석)
교차 반응성(Cross Reactivity)	Human (인간), Cynomolgus (안대원숭이)
SWISS	P42081
단백질 분자량	38kDa
배송(Shipping)	아이스 백 (Ice bag)