


Rabbit Anti-Human/Monkey Cd86 Monoclonal Antibody For Fc - 정제용(P42081)

품목 번호: CM0008050



소개

접합 토끼 단일클론 항체는 사람 및 안남원숭이(Cynomolgus monkey) CD86를 표적으로 하며, 유세포 분석(Flow Cytometry)에 대해 검증되었습니다. CD86은 T 세포 활성화에 필수적인 항원 제시 세포의 공동 자극 분자입니다. 면역학 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	Rabbit anti-Human/Monkey CD86 mAb
비고/별칭	B70; B7-2; B7.2; LAB72; CD28LG2
종(Species)	사람(Human)
유전자 ID	942 (Human)
면역원(Immunogen)	사람 CD86 (NP_787058.5)의 아미노산 20-241에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원(Source)	토끼(Rabbit)
카테고리	단일클론 항체(Monoclonal Antibodies)
응용(Application)	FC (유세포 분석)
교차 반응성(Cross Reactivity)	사람(Human), 안남원숭이(Cynomolgus)
SWISS	P42081
단백질 분자량	38kDa
배송(Shipping)	아이스 백(Ice bag)