


Rabbit Anti-Human/Monkey Cd86 Monoclonal Antibody For Flow Cytometry - P42081

품목 번호: CM0010361



소개

인간 및 안남원숭이(Cynomolgus) CD86 (B7-2)에 특이적인 접합 토끼 단일클론 항체로, 유세포 분석(Flow Cytometry)에 대해 검증되었습니다. T세포 활성화 및 공동자극 연구에 이상적입니다.

자세히 알아보기

매개변수	값
제품명	Rabbit anti-Human/Monkey CD86 mAb
비고/별칭	B70; B7-2; B7.2; LAB72; CD28LG2
종(Species)	인간(Human)
GeneID (인간)	942
GeneID	942
면역원(Immunogen)	재조합 단백질; 인간 CD86 (NP_787058.5)의 아미노산 20-241에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원(Source)	토끼(Rabbit)
카테고리	단일클론 항체(Monoclonal Antibodies)
응용(Application)	FC (유세포 분석)
교차 반응성(Cross Reactivity)	인간(Human), 안남원숭이(Cynomolgus)
SWISS	P42081
단백질 분자량	38kDa
배송(Shipping)	아이스백(Ice bag)