


토끼 항인간/원숭이 CD8A 단클론 항체 (Fc용) - P01732

품목 번호: CM0012388



소개

인간 및 시노물구스 원숭이 CD8a에 대한 결합 토끼 단클론 항체로, 유세포 분석에 적합합니다. MHC 클래스 I 매개 면역 반응에 관여하는 T세포 공수용체를 인식합니다. SWISS: P01732.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	토끼 항인간/원숭이 CD8a mAb
비고/별칭	CD8; p32; Leu2; CD8alpha
종	인간
유전자 ID (인간)	925
유전자 ID	925
면역원	제조항 단백질; 인간 CD8A (NP_001759.3)의 아미노산 22-182에 해당하는 서열을 포함하는 제조항 용합 단백질
유래	토끼
카테고리	단클론 항체
적용 분야	FC (유세포 분석)
교차 반응성	인간, 시노물구스 원숭이
SWISS	P01732
단백질 분자량	21kDa/25kDa/30kDa
운송 방식	아이스 팩