


Rabbit Anti-Human/Monkey Cd8A 단일클론항체 - 유세포 분석용 - P01732

품목 번호: CM0008022



소개

로 접합된 인간/원숭이 CD8a에 대한 토끼 단일클론항체로, 유세포 분석(FC)에 대해 검증되었습니다. 면역 프로파일링 연구에서 CD8+ T 세포와 세포독성 림프구를 식별하는 데 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	Rabbit anti-Human/Monkey CD8a mAb
비고/별칭	CD8; p32; Leu2; CD8alpha
종	인간
GeneID (Human)	925
GeneID	925
면역원	인간 CD8A (NP_001759.3)의 아미노산 22-182에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
원천	토끼
범주	단일클론항체
응용 분야	FC
교차 반응성	인간, 자이눌리시스 원숭이
SWISS	P01732
단백질 무게	21kDa/25kDa/30kDa
배송	아이스백