

Rabbit Anti-Human/Monkey Hla-Dr Mab For Fc - P01903

품목 번호: CM0011462



소개

유세포 분석을 위한 HLA-DRA (MHC II DR 알파 사슬)을 타겟으로 하는 접합 토끼 단일클론 항체입니다. 사람 및 안대장원숭이 면역 세포의 면역표현형 분석 및 면역 반응 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	Rabbit anti-Human/Monkey HLA-DR mAb
비고/별명(Alias)	HLA-DRA1
종(Species)	사람(Human)
GeneID (사람)	3122
GeneID	3122
면역원(Immunogen)	사람 HLA-DRA 제조합 단백질.
공급원(Source)	토끼(Rabbit)
카테고리	단일클론 항체(Monoclonal Antibodies)
응용(Application)	FC
교차 반응성(Cross Reactivity)	사람(Human), 안대장원숭이(Cynomolgus)
SWISS	P01903
단백질 분자량	29kDa
배송(Shipping)	아이스 백(Ice bag)