

Rabbit Anti-Human/Monkey Hla-Dr Mab For Fc - P01903

품목 번호: CM0010751



소개

ABflo 594 접합 토끼 단일클론 항체로, 사람 및 안남원숭이 HLA-DR 알파 사슬을 표적하며 유세포 분석(Flow Cytometry)에 대해 검증되었습니다. MHCII 항원 제시 및 면역 반응 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	Rabbit anti-Human/Monkey HLA-DR mAb
비고/별칭	HLA-DRA1
종 (Species)	사람 (Human)
GeneID (사람)	3122
GeneID	3122
면역원 (Immunogen)	사람 HLA-DRA 재조합 단백질
공급원 (Source)	토끼 (Rabbit)
카테고리	단일클론 항체 (Monoclonal Antibodies)
애플리케이션 (Application)	FC (유세포 분석)
교차 반응성 (Cross Reactivity)	사람 (Human), 안남원숭이 (Cynomolgus)
SWISS	P01903
단백질 분자량	29kDa
배송 (Shipping)	아이스백 (Ice bag)