

토끼 항-인간/원숭이 Hla-Dr 단일클론 항체(Fc용) - P01903

품목 번호: CM0009214



소개

인간 및 사이노몰구스 원숭이 HLA-DR 알파 사슬을 표적으로 하는 결합 토끼 단일클론 항체입니다. 유세포분석에 적합하도록 설계되어 면역 프로파일링 연구에서 MHC II를 발현하는 항원제시세포를 식별할 수 있습니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	토끼 항-인간/원숭이 HLA-DR mAb
비고/별칭	HLA-DRA1
종	인간
GeneID (인간)	3122
면역원	인간 HLA-DRA의 재조합 단백질
유래	토끼
분류	단일클론 항체
적용 분야	FC
교차 반응성	인간, 사이노몰구스 원숭이
SWISS	P01903
단백질 분자량	29kDa
배송	아이스팩