

유세포 측정용 토끼 항인간/원숭이 Hla-Dr 단클론 항체 - P01903

품목 번호: CM0012592



소개

인간/원숭이 HLA-DR 알파 사슬에 대한 접합 토끼 단클론 항체입니다. 유세포 측정에 대해 검증되었으며 면역학 연구에서 MHC 클래스 II 항원 제시를 연구하는데 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	토끼 항인간/원숭이 HLA-DR mAb
비고/별칭	HLA-DRA1
종	인간
유전자 ID (인간)	3122
유전자 ID	3122
면역원	인간 HLA-DRA의 재조합 단백질
기원	토끼
카테고리	단클론 항체
적용 분야	FC
교차 반응성	인간, 시노물구스 원숭이
SWISS	P01903
단백질 분자량	29kDa
배송 방식	아이스팩