

접합 토끼 항-인간/원숭이 IgD 단클론항체 (유동세포분석용) - P01880

품목 번호: CM0005628



소개

유동세포분석(FC)용 이 접합된 토끼 유래 항-인간/원숭이 IgD 단클론항체입니다. 인간 및 붉은털원숭이에서 검증되었습니다. B 세포 면역표현형 분석 및 IgD 매개 면역반응 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	토끼 항-인간/원숭이 IgD 단클론항체
종	인간
GeneID (인간)	3495
GeneID	3495
면역원	재조합 단백질 인간 IgD의 아미노산 99-384 서열에 해당하는 재조합 융합 단백질
원천	토끼
카테고리	단클론항체
응용 분야	유동세포분석(FC)
교차 반응성	인간, 붉은털원숭이
SWISS	P01880
단백질 분자량	42kDa
배송	아이스백