

유세포 분석용 토끼 항인간/원숭이 IgD 단클론 항체 - P01880

품목 번호: CM0012776



소개

유세포 분석 검증을 완료한 토끼 항인간/원숭이 IgD 단클론 항체입니다. 인간 및 시노몰구스 원숭이 IgD 불변영역을 인식하며, B세포 수용체 연구 및 체액성 면역 연구에 이상적입니다. 단백질 분자량은 47 kDa입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	토끼 항인간/원숭이 IgD mAb
비고/별칭	IGHD
종	인간
유전자ID (인간)	3495
유전자ID	3495
면역원	인간 IgD의 아미노산 99-384번 서열에 해당하는 재조합 융합 단백질
유래	토끼
카테고리	단클론 항체
적용 분야	FC (유세포 분석)
교차 반응성	인간, 시노몰구스 원숭이
SWISS	P01880
단백질 분자량	47kDa
배송 방식	아이스 팩