

유세포측정용 토끼 항인간/원숭이 IgD 단클론 항체 - P01880

품목 번호: CM0009656



소개

유세포측정용 토끼 항인간/원숭이 IgD 단클론 항체. 인간 및 시노물구스 원숭이 IgD를 인식합니다. B세포 수용체 연구, 면역글로불린 연구 및 면역학 응용 분야에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	토끼 항인간/원숭이 IgD mAb
비고/별칭	IGHD
종	인간
유전자 ID	3495
면역원	인간 IgD의 99-384 아미노산 서열에 해당하는 재조합 융합 단백질입니다.
기원	토끼
카테고리	단클론 항체
응용 분야	유세포측정 (FC)
교차 반응성	인간, 시노물구스 원숭이
SWISS	P01880
단백질 분자량	47kDa
배송	아이스 팩