

유세포 분석용 인간/원숭이 IgD 토끼 단일클론 항체 - P01880

품목 번호: CM0006250



소개

유세포 분석용 인간/원숭이 면역글로불린 중쇄 불변 델타(IgD)를 표적하는 결합 토끼 단일클론 항체. 인간 및 레서스 샘플에서 검증되었으며, 단백질 분자량은 42 kDa입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	인간/원숭이 IgD 토끼 단일클론 항체
종	인간
GeneID (인간)	3495
GeneID	3495
면역원	재조합 단백질 인간 IgD의 아미노산 99-384에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
항체 속주	토끼
분류	단일클론 항체
적용	FC
교차 반응성	인간, 레서스
SWISS	P01880
단백질 분자량	42kDa
배송	아이스백