

Rabbit Anti-Human/Monkey IgG Mab - Aaq57561.1

품목 번호: CM0008768

소개

로 접합된, 사람 및 원숭이 IgG 중쇄를 표적으로 하는 토끼 단일클론 항체입니다. 세포 내 유세포 분석(FC intra) 응용을 위해 설계되었습니다. 사람 및 자이놀러스 원숭이 IgG와 교차 반응성을 보입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	사양
제품명	Rabbit anti-Human/Monkey IgG mAb
종	원숭이
면역원	원숭이 IgG (AAQ57561.1)의 아미노산 98-322에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
원천	토끼
범주	단일클론 항체
응용 분야	FC (intra)
교차 반응성	사람, 자이놀러스 원숭이
배송	아이스백