

토끼 항인간/원숭이 Igm 단클론 항체 - P01871-1

품목 번호: CM0007850

소개

인간/원숭이 IgM 중쇄 불변 영역을 표적으로 하는 접합 토끼 단클론 항체입니다(P01871-1). IF/ICC 및 유세포 분석에서 검증되었습니다. 진단 검사 개발에서 B세포 및 면역글로불린 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	토끼 항인간/원숭이 IgM 단클론 항체
비고/별칭	IGHM; AGM1; MU; VH; immunoglobulin heavy constant mu
종	인간
유전자 ID (인간)	3507
유전자 ID	3507
면역원	인간 IgM(P01871)의 아미노산 218-453을 포함하는 제조합 융합 단백질
기원	토끼
카테고리	단클론 항체
적용 분야	IF/ICC, FC
교차 반응성	인간, 시노물구스 원숭이
SWISS	P01871-1
단백질 분자량	49kDa
배송 방법	아이스 팩