

Rabbit Anti-Human/Monkey Igm Mab - P01871-1

품목 번호: CM0004538

소개

사람 및 안대원숭이(Cynomolgus) IgM 중쇄(constant region)를 표적하는 접합 재조합 토끼 단일클론 항체. 면역형광(IF/ICC, IF-P) 및 유세포 분석에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	Rabbit anti-Human/Monkey IgM mAb
비고/별칭	IGHM; AGM1; MU; VH; immunoglobulin heavy constant mu
종 (Species)	사람 (Human)
유전자 ID (사람)	3507
유전자 ID	3507
항원 (Immunogen)	사람 IgM (P01871)의 아미노산 218-453에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원 (Source)	토끼 (Rabbit)
카테고리	단일클론 항체 (Monoclonal Antibodies)
응용 (Application)	IF/ICC, IF-P, FC
교차 반응성 (Cross Reactivity)	사람 (Human), 안대원숭이 (Cynomolgus)
SWISS	P01871-1
단백질 분자량	49kDa/51kDa
배송 (Shipping)	아이스백 (Ice bag)