


토끼 항인간/원숭이 IgM 단클론 항체 (Fc용) - P01871

품목 번호: CM0009051



소개

인간 IgM 불변 영역에 특이적인 접합 토끼 단클론 항체로, 유세포 분석(FC)에 검증되었습니다. 시노물거스 원숭이와 교차 반응하여 B 세포 면역표현형 분석 및 체액성 면역 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	토끼 항인간/원숭이 IgM mAb
비고/별칭	MU; VH; AGM1
반응 종	인간
유전자 ID	3507
면역원	인간 IgM (P01871)의 아미노산 218-453을 포함하는 재조합 용합 단백질
유래	토끼
카테고리	단클론 항체
적용 분야	FC
교차 반응성	인간, 시노물거스 원숭이
SWISS	P01871
단백질 분자량	49 kDa
배송 방법	아이스 팩