


유세포 분석용 Rabbit Anti-Human/Monkey IgM 단일클론항체 - P01871

품목 번호: CM0012281



소개

로 접합된, 사람/원숭이 IgM 중쇄 불변영역(P01871)을 표적으로 하는 토끼 단일클론항체로, 유세포 분석을 위해 설계되었습니다. B 세포 및 체액성 면역 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	Rabbit anti-Human/Monkey IgM mAb
비고/별칭	MU; VH; AGM1
종	사람
GeneID (Human)	3507
GeneID	3507
면역원	재조합 단백질/사람 IgM(P01871)의 아미노산 218-453에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
원천	토끼
카테고리	단일클론항체
응용 분야	FC
교차 반응성	사람, Cynomolgus 원숭이
SWISS	P01871
단백질 분자량	49kDa
배송	아이스백