

Rabbit Anti-Human/Monkey Igm 단일클론 항체 (If/Icc & Fc용) - P01871-1

품목 번호: CM0011097

소개

에 접합된 인간/카니쿨루스 원숭이 IgM에 대한 고순도 토끼 단일클론 항체로, 면역형광 및 유세포 분석에서 검증되었습니다. 분비형 IgM 불변 영역을 표적합니다 (SWISS: P01871-1). 체액성 면역 연구 및 IVD 분석법 개발에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	Rabbit anti-Human/Monkey IgM mAb
비고/별칭	IGHM; AGML; MU; VH; 면역글로불린 중쇄 불변 유
종	인간
GeneID	3507
면역원	인간 IgM (P01871)의 아미노산 218-453에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
원천	토끼
분류	단일클론 항체
응용 분야	IF/ICC, FC
교차 반응성	인간, 카니쿨루스 원숭이
SWISS	P01871-1
단백질 분자량	49kDa
배송	아이스백