

Rabbit Anti-Human/Monkey Ki67 Mab - P46013

품목 번호: CM0012228



소개

세포 내 유세포 분석(intracellular flow cytometry)용으로 설계된 Rabbit anti-Human/Monkey Ki67 단일클론 항체입니다. 인간 Ki67 증식 마커를 표적하며, 큰독원숭이(Cynomolgus)와 교차 반응합니다. 세포 주기 및 종양학 연구에 이상적입니다.

자세히 알아보기

파라미터	값
제품명	Rabbit anti-Human/Monkey Ki67 mAb
비고/별칭	KIA; MIB-; MIB-1; PPP1R105
종(Species)	인간(Human)
GeneID	4288
면역원(Immunogen)	인간 Ki67 (NP_002408.3)의 아미노산 2271-2370 내 서열에 해당하는 합성 펩타이드.
공급원(Source)	토끼(Rabbit)
카테고리	단일클론 항체
애플리케이션(Application)	FC (intra)
교차 반응성(Cross Reactivity)	인간(Human), 큰독원숭이(Cynomolgus)
SWISS	P46013
단백질 분자량	319kDa/359kDa
배송(Shipping)	아이스백