

Rabbit Anti-Human/Monkey Ki67 단일클론항체, 유세포분석용 (세포내) - P46013

품목 번호: CM0010317



소개

인간 및 원숭이 Ki67 (P46013)에 대한 접합 토끼 단일클론항체입니다. 연구 응용에서 증식하는 세포의 직접적인 검출을 가능하게 하는 세포내 유세포분석을 위해 설계되었습니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	Rabbit anti-Human/Monkey Ki67 단일클론항체
비고/별칭	KIA; MIB-; MIB-1; PPP1R105
종	인간
유전자 ID (인간)	4288
면역원	인간 Ki67 (NP_002408.3)의 아미노산 2271-2370 내 서열에 상응하는 합성 펩타이드
원천	토끼
범주	단일클론항체
응용	유세포분석 (세포내) (FC (intra))
교차 반응성	인간, Cynomolgus 원숭이
SWISS	P46013
단백질 분자량	319kDa/359kDa
배송	아이스백