

토끼 유래 항-인간/원숭이 Ki67 단일클론 항체, 유세포분석용 - P46013

품목 번호: CM0011365



소개

세포 내 유세포분석에 대해 검증된 인간 Ki67 표적 형광단 결합 단일클론 항체입니다. 필리핀원숭이와 교차 반응합니다. 증식 및 세포 주기 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	토끼 유래 항-인간/원숭이 Ki67 단일클론 항체
비고/별칭	KIA; MIB-; MIB-1; PPP1R105
종	인간
유전자 ID(인간)	4288
유전자 ID	4288
면역원	인간 Ki67(NP_002408.3)의 아미노산 2271-2370 내 서열에 해당하는 합성 펩타이드
동물 유래	토끼
분류	단일클론 항체
적용 분야	FC(세포 내)
교차 반응성	인간, 필리핀원숭이
SWISS	P46013
단백질 분자량	319kDa/359kDa
배송	아이스팩