


세포 내 유세포 분석용 Rabbit Anti-Human/Monkey Ki67 단일클론 항체 - P46013

품목 번호: CM0011146



소개

인간 및 원숭이 Ki67을 인식하는 접합 토끼 단일클론 항체로, 세포 주기 및 암 연구에서 세포 증식을 측정하기 위한 세포 내 유세포 분석법으로 검증되었습니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	Rabbit anti-Human/Monkey Ki67 단일클론 항체
비고/별칭	KIA; MIB-; MIB-1; PPP1R105
종	인간
유전자 ID (인간)	4288
유전자 ID	4288
면역원	합성 펩타이드 인간 Ki67 (NP_002408.3)의 아미노산 2271-2370에 해당하는 서열의 합성 펩타이드.
원천	토끼
범주	단일클론 항체
응용 분야	유세포 분석법 (세포 내)
교차 반응성	인간, 자이놀로구스 원숭이
SWISS	P46013
단백질 분자량	319kDa/359kDa
배송	아이스백