

세포내 유세포측정용 토끼 항인간/원숭이 Ki67 단클론 항체 - P46013

품목 번호: CM0004283

소개

증식 마커인 Ki67을 표적으로 하는 접합 토끼 단클론 항체입니다. 인간 및 시노물구스 샘플의 세포내 유세포측정에서 검증되었습니다. 세포주기 및 암 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	토끼 항인간/원숭이 Ki67 단클론 항체
비고/별칭	KIA; MIB-; MIB-1; PPP1R105
종	인간
유전자ID (인간)	4288
유전자ID	4288
면역원	합성 펩타이드 인간 Ki67 (NP_002408.3)의 아미노산 2271-2370 영역 내 서열에 해당하는 합성 펩타이드입니다.
기원	토끼
카테고리	단클론 항체
적용분야	세포내 유세포측정 (FC intra)
교차 반응성	인간, 시노물구스 원숭이
SWISS	P46013
단백질 분자량	319kDa/359kDa
배송	아이스 팩