

Abflo 647 Rabbit Anti-Human/Mouse Cd276/B7-H3 Monoclonal Antibody
For Flow Cytometry - Q5Zpr3-2

품목 번호: CM0011368

소개

ABflo 647에 접합된 CD276 (B7-H3)를 표적으로 하는 토끼 단일클론 항체로, 사람 및 마우스 검체에서 유세포 분석을 위해 검증되었습니다. 재조합 면역원 기반입니다. UniProt Q5ZPR3-2. 면역종양학 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	Rabbit anti-Human/Mouse CD276/B7-H3 mAb
비고/별칭	B7H3; B7-H3; B7RP-2; 4Ig-B7-H3
종(Species)	사람(Human)
유전자 ID (사람)	80381
면역원	사람 CD276 (NP_079516.1)의 아미노산 29-245에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원	토끼(Rabbit)
카테고리	단일클론 항체
응용	FC
교차 반응성	사람(Human), 마우스(Mouse)
SWISS	Q5ZPR3-2
단백질 분자량	33kDa/52kDa/57kDa
배송	아이스 팩(Ice bag)