

유세포 측정용 토끼 항인간/마우스 Cd276/B7-H3 단클론 항체 - Q5Zpr3-2

품목 번호: CM0008351

소개

CD276/B7-H3(SWISS: Q5ZPR3-2)를 표적으로 하는
접합 토끼 단클론 항체입니다. 인간과 마우스에 교차
반응성을 가지며 유세포 측정에 적합합니다. 면역
체크포인트 연구 및 종양 미세환경 분석에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	토끼 항인간/마우스 CD276/B7-H3 mAb
비고/별칭	CD276; 4Ig-B7-H3; B7-H3; B7H3; B7RP-2; CD276 항원
종	인간
GeneID (인간)	80381
GeneID	80381
면역원	인간 CD276/B7-H3 (NP_079516.1)의 아미노산 29-245번 서열에 해당하는 재조합 융합 단백질
공급원	토끼
카테고리	단클론 항체
적용 분야	FC (유세포 측정)
교차 반응성	인간, 마우스
SWISS	Q5ZPR3-2
단백질 분자량	33kDa/52kDa/57kDa
배송 방식	아이스팩