

Rabbit Anti-Human/Mouse Cd276/B7-H3 Monoclonal Antibody For Flow Cytometry - Q5Zpr3-2

품목 번호: CM0008003

소개

접합 토끼 단일클론 항체로, 인간/마우스 CD276/B7-H3(공동자극 분자)를 표적합니다. 유세포 분석에 대해 검증되었습니다. 아이소폼 2(Q5ZPR3-2)를 인식합니다. 면역 관문 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	Rabbit anti-Human/Mouse CD276/B7-H3 mAb
비고/별칭	B7H3; B7-H3; B7RP-2; 4Ig-B7-H3
종(Species)	Human
유전자 ID (인간)	80381
유전자 ID	80381
항원(Immunogen)	제조합 단백질: 인간 CD276/B7-H3 (NP_079516.1)의 아미노산 29-245에 해당하는 서열을 포함하는 제조합 융합 단백질
공급원(Source)	Rabbit
카테고리	단일클론 항체
응용(Application)	FC
교차 반응성	Human, Mouse
SWISS	Q5ZPR3-2
단백질 분자량	33kDa/52kDa/57kDa
배송(Shipping)	아이스 팩