

Rabbit Anti-Human/Mouse Cd351/Fcamr Mab - Q8Wwv6

품목 번호: CM0008189

소개

CD351/FCAMR에 대한 고친화도 래빗 단일클론항체로, 에 접합됨. 인간 및 마우스 샘플을 이용한 유세포분석에서 검증됨. IgA/IgM 수용체 매개 면역반응 연구에 이상적.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	Rabbit anti-Human/Mouse CD351/FCAMR mAb
비고/별칭	CD351; FCA/MR; FKSG87; Fcalpha/muR
종	인간
GeneID (Human)	83953
GeneID	83953
면역원	인간 CD351/FCAMR (Q8WWV6-1)의 아미노산 17-450에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
원천	래빗
범주	단일클론항체
응용	유세포분석(FC)
교차반응성	인간, 마우스
SWISS	Q8WWV6
단백질 분자량	57kDa
배송	아이스백