

Rabbit Anti-Human/Mouse Foxp3 단일클론항체, Fc (Intra) 용 - Q9Bzs1

품목 번호: CM0010070



소개

세포내 유세포분석(FC intra)용 Rabbit anti-Human/Mouse FOXP3 단일클론항체. 인간 및 마우스 FOXP3와 교차반응. Treg 연구에 적합.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	Rabbit anti-Human/Mouse FOXP3 mAb
비고/별칭	JM2; AIID; IPEX; PIDX; XPID; DIETER
종 특이성	인간/마우스
GeneID (인간)	50943
GeneID	50943
면역원	합성 펩타이드 인간/마우스 FOXP3 (NP_054728.2)의 아미노산 1-100 내 서열에 해당하는 합성 펩타이드.
원천	토끼
분류	단일클론항체
적용 분야	FC (intra)
교차 반응성	인간, 마우스
SWISS	Q9BZS1
단백질 분자량	47 kDa/43 kDa/50 kDa/44 kDa
배송	아이스백