

접합 토끼 유래 인간/생쥐 Pdgfra (Cd140A) 단일클론항체, 유세포 분석용 - P16234

품목 번호: CM0011547



소개

인간/생쥐 PDGFR α (CD140a) 세포외 도메인을 표적으로 하는 접합 토끼 단일클론항체입니다. 유세포 분석(FC)에서 검증되었습니다. 인간, 생쥐에 반응합니다. 암 및 발생 생물학 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	토끼 유래 인간/생쥐 PDGFR α /CD140a 단일클론항체
비고/별칭	PDGFR α ; CD140A; PDGFR-2; PDGFR2; GAS9; RHEPDGFR α ; 혈소판 유래 성장 인자 수용체 알파
종	인간
GeneID (인간)	5156
GeneID	5156
면역원	인간 PDGFR α (NP_006197.1)의 아미노산 24-524 서열에 해당하는 재조합 융합 단백질
원천	토끼
분류	단일클론항체
적용 분야	유세포 분석(FC)
교차 반응성	인간, 생쥐
SWISS	P16234
단백질 분자량	24kDa/82kDa/122kDa
배송	아이스백