


Rabbit Anti-Human/Mouse Pdgfra/Cd140A 단일클론항체 (유세포분석용) - P16234

품목 번호: CM0010095



소개

로 접합된 사람/마우스 PDGFR α /CD140a에 대한 토끼 단일클론항체로, 유세포분석에 대해 검증됨. 발달, 상처 치유 및 암 연구에서 PDGF 신호 전달 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	Rabbit anti-Human/Mouse PDGFR α /CD140a mAb
비고/별칭	CD140A; PDGFR2; PDGFR-2
종 특이성	사람
유전자 ID (사람)	5156
유전자 ID	5156
면역원	사람 PDGFR α (NP_006197.1)의 아미노산 24-524 서열에 해당하는 재조합 융합 단백질
항체원	토끼
분류	단일클론 항체
적용 분야	유세포분석(FC)
교차 반응성	사람, 마우스
SWISS	P16234
단백질 크기	24kDa/82kDa/123kDa
배송 조건	아이스백