

Rabbit Anti-Human/Mouse/Monkey Foxp3 단일클론항체 (유세포분석용) - Q9Bzs1

품목 번호: CM0009820



소개

로 접합된 FOXP3에 대한 토끼 단일클론항체로, 사람, 쥐, 자이놀로지스 원숭이의 세포내 유세포분석에서 검증되었습니다. Treg 식별 및 면역 기능 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	Rabbit anti-Human/Mouse/Monkey FOXP3 mAb
비고/별칭	JM2; AHID; IPEX; PIDX; XPID; DIETER
종	사람
GeneID	50943
면역원	합성 펩타이드 사람 FOXP3 (NP_054728.2)의 아미노산 1-100에 해당하는 서열의 합성 펩타이드.
원천	토끼
범주	단일클론 항체
적용	FC (세포내)
교차 반응성	사람, 쥐, 자이놀로지스 원숭이
SWISS	Q9BZS1
단백질 분자량	47kDa
배송	아이스백