

Rabbit Anti-Human/Mouse/Monkey Foxp3 Monoclonal Antibody For Intracellular Flow Cytometry - Q9Bzs1

품목 번호: CM0010523



소개

사람, 쥐, 및 안대원숭이(Cynomolgus) FOXP3에 특이적인 접합 토끼 단일클론 항체로, 세포 내 유세포 분석에 대해 검증되었습니다. Treg 연구 및 면역 항상성 연구에 이상적입니다.

자세히 알아보기

매개변수	값
제품명	Rabbit anti-Human/Mouse/Monkey FOXP3 mAb
비고/별칭	JM2; AIID; IPEX; PIDX; XPID; DIETER
종(Species)	사람(Human)
GeneID (사람)	50943
GeneID	50943
면역원(Immunogen)	사람 FOXP3 (NP_054728.2)의 아미노산 1-100 내 서열에 상응하는 합성 펩타이드
공급원(Source)	토끼(Rabbit)
카테고리	단일클론 항체(Monoclonal Antibodies)
응용(Application)	FC (intra)
교차 반응성(Cross Reactivity)	사람(Human), 쥐(Mouse), 안대원숭이(Cynomolgus)
SWISS	Q9BZS1
단백질 분자량	47kDa
배송(Shipping)	아이스 팩(Ice bag)