


Wb 및 Elisa용 토끼 항Kiaa0101 다클론 항체 - Q15004

품목 번호: CM0013544



소개

인간 KIAA0101 (PAF15)을 표적으로 하는 토끼 다클론 항체로, 웨스턴 블롯 및 ELISA에서 검증되었습니다.

DNA 수리, 세포 주기 및 암 연구 응용 분야에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	KIAA0101 토끼 pAb
비고/별칭	L5, PAF, OEATC, PAF15, OEATC1, p15PAF, NS5ATP9, OEATC-1, p15/PAF, KIAA0101, p15(PAF)
종	인간
유전자 ID (인간)	9768
유전자 ID	9768
면역원	재조합 단백질 (인간 KIAA0101 (NP_055551.1)의 아미노산 39-111에 상응하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질)
공급원	토끼
카테고리	다클론 항체
응용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간
SWISS	Q15004
단백질 분자량	12kDa
배송 방법	아이스백