


If-P 및 Fc(세포내)용 토끼 항-Megalin/Lrp2 단클론 항체 - P98164

품목 번호: CM0009403



소개

인간 Megalin/LRP2를 표적으로 하는 토끼 단클론 항체입니다. 파라핀 절편 면역형광염색(IF-P) 및 세포내 유세포분석(FC)에서 검증되었습니다. 마우스 및 래트와 교차반응합니다. 내세포작용, 신장 재흡수 및 신경발달 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	토끼 항-인간 Megalin/LRP2 단클론 항체
비고/별칭	LRP2, DBS, GP330, LDL 수용체 관련 단백질 2
종	인간
유전자ID (인간)	4036
유전자ID	4036
면역원	인간 Megalin/LRP2 (NP_004516.2)의 아미노산 4446-4655에 해당하는 재조합 융합 단백질
기원	토끼
카테고리	단클론 항체
적용 분야	IF-P, FC (세포내)
교차반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	P98164
단백질 분자량	521kDa
배송 방법	아이스 팩