

토끼 유래 원숭이 Ige 단클론 항체 (Mab) - Ige

품목 번호: CM0005502

소개

재조합 융합 단백질 면역원을 사용해 생산된 시노물구스 원숭이 IgE에 대한 토끼 단클론 항체입니다. 진단 및 연구 환경에서 유세포분석 응용에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	토끼 유래 원숭이 IgE mAb
비고/별칭	IgE; IGHE
반응 종	시노물구스 원숭이
면역원	원숭이 IgE(EHH62331.1)의 아미노산 99-429에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
원천	토끼
카테고리	단클론 항체
응용 분야	FC (유세포분석)
교차 반응성	시노물구스 원숭이
배송 방식	아이스백