

Rabbit Anti-Mouse Cd10 Mab For Fc - Q61391

품목 번호: CM0007975



소개

유세포 분석용 접합 토끼 단일클론 항체(마우스 CD10/네프릴리신 대항). 재조합 면역원을 사용하며 마우스에서 검증되었습니다. 신경 펩타이드 및 심혈관 연구의 핵심 도구입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	Rabbit anti-Mouse CD10 mAb
비고/별칭	Mme
종(Species)	마우스 (Mouse)
GeneID (인간)	4311
GeneID	17380
면역원(Immunogen)	마우스 CD10 (NP_032630.2)의 아미노산 52-750에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 용합 단백질
공급원(Source)	토끼 (Rabbit)
카테고리	단일클론 항체 (Monoclonal Antibodies)
응용(Application)	FC (유세포 분석)
교차 반응성(Cross Reactivity)	마우스 (Mouse)
SWISS	Q61391
단백질 분자량	86kDa
배송(Shipping)	아이스 백 (Ice bag)