

Rabbit Anti-Mouse Cd10 (Mme) Monoclonal Antibody For Flow Cytometry - Q61391

품목 번호: CM0004322



소개

접합 토끼 단일클론 항체(마우스 CD10(neprilysin, Mme) 표적). 유세포 분석(FC)용으로 검증됨. 마우스 모델에서 신경펩타이드 분해 및 세포 표면 마커 발현 연구에 이상적입니다. - Q61391

자세히 알아보기

매개변수	값
제품명	Rabbit anti-Mouse CD10 mAb
비고/별칭	Mme
종(Species)	마우스(Mouse)
GeneID (인간)	4311
GeneID	17380
면역원(Immunogen)	마우스 CD10 (NP_032630.2)의 아미노산 52-750에 해당하는 서열을 포함하는 재조합-융합 단백질
공급원(Source)	토끼(Rabbit)
카테고리	단일클론 항체(Monoclonal Antibodies)
응용(Application)	FC
교차 반응성(Cross Reactivity)	마우스(Mouse)
SWISS	Q61391
단백질 분자량	86kDa
배송(Shipping)	아이스 팩(Ice bag)