

유세포 분석용 Rabbit Anti-Mouse Cd10 단일클론 항체 - Q61391

품목 번호: CM0005220

소개

마우스 CD10(네프릴라이신)을 표적하는 로 접합된 토끼 단일클론 항체로, 유세포 분석에 사용됩니다. 마우스 샘플에서 검증되었으며, 아편양 펩타이드 및 ANF 분해에 관여하는 86kDa 세포 표면 금속단백질분해효소를 인식합니다. 면역표현형 분석에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	Rabbit anti-Mouse CD10 mAb
비고/별칭	Mme
종	마우스
GeneID (인간)	4311
GeneID (마우스)	17380
면역원	마우스 CD10 (NP_032630.2)의 아미노산 52-750에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
원천	토끼
분류	단일클론 항체
응용 분야	FC (유세포 분석)
교차 반응성	마우스
SWISS	Q61391
단백질 분자량	86kDa
배송	아이스백