

유세포분석용 토끼 항생쥐 Cd102 단클론 항체 - P35330

품목 번호: CM0007926



소개

마우스 CD102(ICAM-2)에 대한 토끼 단클론 항체로, 에 접합되어 유세포분석에 사용됩니다. 백혈구와 내피세포 상호작용에 관여하는 31kDa 세포접착분자인 마우스 CD102를 인식합니다. 면역학 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	토끼 항생쥐 CD102 mAb
비고/별칭	CD102; Ly-60; Icam-2
종	생쥐
유전자ID (인간)	3384
유전자ID (생쥐)	15896
면역원	마우스 CD102 (NP_034624.1)의 아미노산 20-222에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
기원	토끼
카테고리	단클론 항체
적용 분야	FC (유세포분석)
교차 반응성	생쥐
SWISS	P35330
단백질 분자량	31kDa
배송 방식	아이스팩