

유세포 분석용 토끼 유래 항마우스 Cd102 단클론 항체 - P35330

품목 번호: CM0006084



소개

유세포 분석(FC)에 사용되는 이 접합된 토끼 단클론 항체로, 마우스 CD102(Icam-2)를 표적으로 합니다. 마우스 샘플과 반응하며 백혈구 접착, 면역 감시 및 내피 세포 상호작용 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	토끼 유래 항마우스 CD102 mAb
비고/별칭	CD102; Ly-60; Icam-2
종	마우스
인간 유전자 ID	3384
유전자 ID	15896
면역원	재조합 단백질 마우스 CD102(NP_034624.1)의 아미노산 20-222에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질입니다.
생산 기원	토끼
카테고리	단클론 항체
적용 분야	FC
교차 반응성	마우스
SWISS	P35330
단백질 분자량	31kDa
배송 방식	아이스 팩