

유세포 분석용 토끼 유래 생쥐 Cd103 단일클론항체 - Q60677

품목 번호: CM0010016

소개

생쥐 CD103(인테그린 알파-E)를 표적으로 하는 접합 토끼 단일클론항체입니다. 유세포 분석에서 검증되었으며 생쥐와 반응합니다. 림프구-상피 세포 접착 연구에 유용합니다. 분자량은 약 129 kDa입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	토끼 유래 생쥐 CD103 단일클론항체(mAb)
비고/별칭	CD103; aM290; alpha-E1; A530055J10; alpha-M290
종	생쥐
유전자ID (인간)	3682
유전자ID	16407
면역원	생쥐 CD103(NP_032425.2)의 아미노산 191-385에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질입니다.
기원	토끼
카테고리	단일클론항체
적용 분야	FC(유세포 분석)
교차 반응성	생쥐
SWISS	Q60677
단백질 분자량	129kDa
배송 방식	아이스 팩