

토끼 항마우스 Cd105/엔도글린 단클론 항체 (유세포분석용) - Q63961

품목 번호: CM0011954

소개

마우스 CD105/엔도글린을 표적으로 하는 접합 토끼 단클론 항체입니다. 유세포분석에 적합하며 혈관신생, TGF-베타/BMP 신호 전달 및 혈관 생물학 연구가 가능합니다. 재조합 면역원입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	토끼 항마우스 CD105/엔도글린 단클론 항체
비고/별칭	Endo; CD105; S-엔도글린
종	마우스
인간 유전자 ID	2022
유전자 ID	13805
면역원	재조합 단백질
유래	토끼
카테고리	단클론 항체
적용 분야	FC (유세포분석)
교차 반응성	마우스
SWISS	Q63961
단백질 분자량	70kDa
배송 방식	아이스 팩