

유세포 분석용 토끼 항-마우스 Cd105/엔도글린 Mab - Q63961

품목 번호: CM0011424

소개

마우스 CD105/엔도글린에 대한 접합 토끼 단클론 항체입니다. 마우스 반응성으로 유세포 분석에서 검증되었습니다. 70 kDa. 혈관신생, 혈관 생물학 및 TGF-베타 신호 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	토끼 항-마우스 CD105/엔도글린 mAb
비고/별칭	Endo; CD105; S-엔도글린
종	마우스
유전자 ID (인간)	2022
유전자 ID (마우스)	13805
면역원	마우스 CD105 (NP_031958.2)의 아미노산 27-581에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
원천	토끼
카테고리	단클론 항체
적용 분야	FC (유세포 분석)
교차 반응성	마우스
SWISS	Q63961
단백질 분자량	70kDa
배송	아이스 팩