

Rabbit Anti-Mouse Cd105/Endoglin Mab For Flow Cytometry - Q63961

품목 번호: CM0005422

소개

마우스 CD105/엔도글린(Q63961)을 표적으로 하는 접합 토끼 단일클론 항체. 특이성을 위한 재조합 면역원. 유세포 분석 기반 혈관신생 및 혈관 생물학 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	Rabbit anti-Mouse CD105/Endoglin mAb
비고/별칭	Endo; CD105; S-endoglin
종(Species)	Mouse (마우스)
GeneID (인간)	2022
GeneID	13805
면역원(Immunogen)	마우스 CD105 (NP_031958.2)의 아미노산 27-581에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원(Source)	Rabbit (토끼)
카테고리	Monoclonal Antibodies (단일클론 항체)
응용(Application)	FC (유세포 분석)
교차 반응성(Cross Reactivity)	Mouse (마우스)
SWISS	Q63961
단백질 분자량	70kDa
배송(Shipping)	아이스팩