

Rabbit Anti-Mouse Cd112/Nectin-2 Monoclonal Antibody For Flow Cytometry - P32507

품목 번호: CM0008884



소개

유세포 분석용 접합 토끼 항-마우스 CD112/Nectin-2 단클론 항체. T-세포 조절 인자 및 접착 분자인 nectin-2를 표적함; 면역 조절 및 세포 접착 연구에서 마우스 샘플에 적합함.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	Rabbit anti-Mouse CD112/Nectin-2 mAb
비고/별칭	MPH; Pvr; Pvs; Cd112; Pvr12; nectin-2
종(Species)	Mouse
유전자 ID (인간)	5819
유전자 ID	19294
항원(Immunogen)	재조합 단백질 마우스 CD112/Nectin-2 (NP_033016.3)의 아미노산 32-345에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
공급원(Source)	Rabbit
카테고리	단클론 항체
응용(Application)	FC
교차 반응성	Mouse
SWISS	P32507
단백질 분자량	57kDa
배송(Shipping)	아이스 팩