

유세포 측정용 토끼 항생쥐 Cd117/C-Kit 단클론 항체 - P05532

품목 번호: CM0009637



소개

이 접합된 토끼 항생쥐 CD117/c-Kit 단클론 항체로, 유세포 측정에서 검증되었습니다. 생쥐 CD117과 특이적으로 반응하며 조혈 줄기세포, 비만세포 및 멜라닌 생성 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	토끼 항생쥐 CD117/c-Kit 단클론 항체
비고/별칭	W; Bs; Fdc; Ssm; SCO1; SCO5; SOW3; CD117; c-KIT; Tr-kit; Gfsco1; Gfsco5; Gfsow3
종	생쥐
유전자 ID (인간)	3815
유전자 ID	16590
면역원	생쥐 CD117/c-Kit (NP_001116205.1)의 아미노산 25-523에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원	토끼
카테고리	단클론 항체
적용 분야	FC (유세포 측정)
교차 반응성	생쥐
SWISS	P05532
단백질 분자량	22kDa/108kDa/109kDa
배송 방식	아이스 팩